

# การสกัดเมตาจีโนมิกส์ (METAGENOMICS EXTRACTION)

1



# ชุดสกัดเมตาจีโนมิกส์

- DNeasy PowerSoil DNA Isolation kit (Qiagen)



## DNeasy PowerSoil Kit Procedure




Figure 2. DNeasy PowerSoil Kit procedure.

# การเตรียมตัวอย่าง

- ตัวอย่างสิ่งมีชีวิต เช่น ปลา หอย ปะการัง ฯลฯ



บดให้ละเอียดด้วยโกร่งบดยา  
(Mortar & Pestle)



ชั่งตัวอย่างประมาณ  
0.25 - 1 กรัม

ทำตามวิธีของชุดสกัด



# การเตรียมตัวอย่าง

- ตัวอย่างดิน ตะกอน



ชั่งตัวอย่างประมาณ  
0.25 - 1 กรัม



ทำตามวิธีของชุดสกัด



# การสกัดเมตาจีโนมิกส์

# การสกัดเมตาจีโนมิกส์


- ใส่ตัวอย่างที่เตรียมลงในหลอด PowerBead tube



หรือ



0.25-1 กรัม



PowerBead  
Tube

- **Buffers**


- ช่วยให้ตัวอย่างกระจายตัวได้ดี
- ละลายกรดฮิวมิก (ตัวอย่างดิน)
- ช่วยป้องกันการย่อยสลายของกรดนิวคลีอิก

- **เม็ด Beads**

- ช่วยสำหรับการสลาย ทำให้เซลล์แตก

# การสกัดเมตาจีโนมิกส์ (ต่อ)

## ■ ใส่สารละลาย C1



- สารละลาย C1 ประกอบด้วย SDS (Sodium Dodecyl Sulfate)\*
- เป็น Lysis Buffers
  - ทำหน้าที่ทำให้เซลล์แตก เพื่อให้ดีเอ็นเอ ไหลออกมาจากเซลล์

\*หากสารละลาย C1 มีตะกอนให้นำไปละลายตะกอนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ก่อนใช้งาน



# การสกัดเมตาจีโนมิกส์ (ต่อ)

- เขย่าด้วย **Vortex** หรือ **Bead Beater** ด้วยความเร็วสูงสุด
- Homogenize and cell lysis
  - ใช้สารละลายร่วมกับการเขย่า ช่วยทำให้เซลล์แตกได้ดีขึ้น




Vortex mixer



Bead Beater


# การสกัดเมตาจีโนมิกส์ (ต่อ)

- นำตัวอย่างไปปั่นเหวี่ยง และถ่ายส่วนใสลงในหลอดขนาด 2 มิลลิลิตร



# การสกัดเมตาจีโนมิกส์ (ต่อ)

- ใส่สารละลาย **C2** และบ่มที่อุณหภูมิ **2-8** องศาเซลเซียส



- Inhibitor Removal Technology (IRT)


- ช่วยตกตะกอนสารอินทรีย์ที่ไม่ใช่ดีเอ็นเอ (non-DNA) สารอินทรีย์ เศษเซลล์ และ โปรตีนต่าง ๆ ที่จะมีผลต่อความบริสุทธิ์ของ ดีเอ็นเอ

# การสกัดเมตาจีโนมิกส์ (ต่อ)

- นำตัวอย่างไปปั่นเหวี่ยงและถ่ายส่วนใสโดยหลีกเลี่ยงตะกอน ลงในหลอดขนาด 2 มิลลิลิตร




Centrifuge



# การสกัดเมตาจีโนมิกส์ (ต่อ)

- ใส่สารละลาย **C3** และบ่มที่อุณหภูมิ **2-8** องศาเซลเซียส




- Inhibitor Removal Technology (IRT)
  - น้ำยาตัวที่สองที่ช่วยตกตะกอนสารอินทรีย์ที่ไม่ใช่ดีเอ็นเอ (non-DNA) สารอินทรีย์เศษเซลล์ และโปรตีนอื่น ๆ เพิ่มเติม ที่จะมีผลต่อความบริสุทธิ์ของดีเอ็นเอ

# การสกัดเมตาจีโนมิกส์ (ต่อ)

- นำตัวอย่างไปปั่นเหวี่ยงและถ่ายส่วนใสโดยหลีกเลี่ยงตะกอน ลงในหลอดขนาด 2 มิลลิลิตร



Centrifuge




Collection  
Tube

New  
Collection Tube

# การสกัดเมตาจีโนมิกส์ (ต่อ)


- ใส่สารละลาย C4



- สารละลายเกลือความเข้มข้นสูง
  - ช่วยทำให้ดีเอ็นเอสามารถจับกับซิลิกาเมมเบรน (silica membrane)
  - ไม่มีผลกับสารอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ดีเอ็นเอ

# การสกัดเมตาจีโนมิกส์ (ต่อ)

- ใส่ตัวอย่างที่ผสมกับสารละลาย C4 ลงในคอลัมน์ และนำไปปั่นเหวี่ยง






# การสกัดเมตาจีโนมิกส์ (ต่อ)

- ใส่ตัวอย่างที่ผสมกับสารละลาย C4 ลงในคอลัมน์ และนำไปปั่นเหวี่ยง

▼ = DNA  
■ ● = สารอื่น ๆ




- สารละลาย C4 มีความเข้มข้นเกลือสูง จะช่วยให้ดีเอ็นเอสามารถจับกับแผ่นเมมเบรนได้ โดยที่สารอื่น ๆ จะไหลผ่านแผ่นเมมเบรนลงไปที่ก้นหลอด

# การสกัดเมตาจีโนมิกส์ (ต่อ)

- ใส่ตัวอย่างที่ผสมกับสารละลาย C4 ลงในคอลัมน์ และนำไปปั่นเหวี่ยง

▼ = DNA  
■ ● = สารอื่น ๆ




- สารละลาย C4 มีความเข้มข้นเกลือสูง จะช่วยให้ดีเอ็นเอสามารถจับกับแผ่นเมมเบรนได้ โดยที่สารอื่น ๆ จะไหลผ่านแผ่นเมมเบรนลงไปที่ก้นหลอด

เทออก และทำซ้ำ  
จนกว่าตัวอย่างจะหมด

# การสกัดเมตาจีโนมิกส์ (ต่อ)


- ใส่สารละลาย C5



- Ethanol based wash solution
  - ทำหน้าที่ล้างเกลือ กรดฮิวมิก และสารอื่น ๆ ที่ยังอาจปนเปื้อนอยู่อกจากดีเอ็นเอที่เกาะอยู่บนเมมเบรน

# การสกัดเมตาจีโนมิกส์ (ต่อ)

- ใส่สารละลาย C5




- Ethanol based wash solution
  - ทำหน้าที่ล้างเกลือ กรดฮิวมิก และสารอื่น ๆ ที่ยังอาจปนเปื้อนอยู่อกจากดีเอ็นเอที่เกาะอยู่บนเมมเบรน



Centrifuge

# การสกัดเมตาจีโนมิกส์ (ต่อ)


- เทส่วนใสที่ผ่านเมมเบรนทิ้ง และปั่นเหวี่ยงซ้ำอีกรอบ



- เพื่อกำจัดสารละลาย **C5** ที่ยังอาจตกค้าง ออกให้หมด
  - เพราะเอทานอลในสารละลาย **C5** อาจไปรบกวนกระบวนการอื่น ๆ ภายหลังการสกัดดีเอ็นเอได้ เช่น **PCR**

# การสกัดเมตาจีโนมิกส์ (ต่อ)


- ย้ายคอลัมน์ไปใส่ในหลอดใหม่ ขนาด 1.5 มิลลิลิตร



# การสกัดเมตาจีโนมิกส์ (ต่อ)

- ใส่สารละลาย **C6** และนำไปปั่นเหวี่ยง

C6 100  $\mu$ l




Collection Tube  
with Filter Column

- **Elution buffer** ทำหน้าที่นำพาดีเอ็นเอให้ไหลผ่านซิลิกาเมมเบรน

# การสกัดเมตาจีโนมิกส์ (ต่อ)

- ใส่สารละลาย C6 และนำไปปั่นเหวี่ยง



Collection Tube  
with Filter Column


- **Elution buffer** ทำหน้าที่นำพาดีเอ็นเอให้ไหลผ่านซิลิกาเมมเบรน



# การสกัดเมตาจีโนมิกส์ (ต่อ)

- ใส่สารละลาย C6 และนำไปปั่นเหวี่ยง

▼ = DNA




Collection Tube  
with Filter Column

- Elution buffer ทำหน้าที่นำพาดีเอ็นเอให้ไหลผ่านซิลิกาเมมเบรน

# การสกัดเมตาจีโนมิกส์ (ต่อ)

- นำเมมเบรนออก และเก็บรักษาตัวอย่างที่สกัดเสร็จแล้วที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่า



Extracted DNA